

# CareBowl® L CE

dispositif médical enregistré



**Dimensions** 252 x 150 x 46 mm (L x l x H)

**Poids / pièce** 17 g

**Colisage**

Poids du colis :	6,2 kg
Dimensions du colis :	606 x 400 x 262 mm (L x l x H)
Nombre de pièce par colis :	300 pièces
Nombre de colis / palette* :	40
Nombre de pièces / palette* :	12000 pièces
Dimensions de la palette* :	1200 x 800 x 2764 mm (L x l x H)

\*Euro palette - pour d'autres palettes, des informations d'emballage différentes peuvent s'appliquer

## sans impression

### Coloris

Blanc
Gris

UDI-DI: 4260676590021

UDI-DI: 4260676590014

Document non contractuel. Sous réserve de modifications. Poids & Dimensions sont indicatifs et passibles de variations !  
Pour plus d'informations sur ce produit, merci de consulter la page suivante.

Version (F) 23.08.2021



Rue Pierre Clugnet  
56350 Allaire  
FRANCE  
Tél: +33 (0)2 99 71 95 22

### Omni-Pac Group

An der Kaje 1  
26931 Elsfleth  
GERMANY  
Tel: +49 (0) 4404 9874-0  
[www.omnipacgroup.com](http://www.omnipacgroup.com)

Second Avenue,  
Flixborough Industrial Estate  
Scunthorpe  
North Lincolnshire DN15 8SD  
UNITED KINGDOM  
Tel: +44 (0)1724 847 207

Découvrez nos produits  
certifiés FSC®.



### Solutions médicales

## Description produit

### Composition (matériaux utilisés) :

Produits en fibre moulée fait avec du papier recyclé et de la fibre vierge dans des proportions variables. Ajout d'additifs pour les besoins du processus de fabrication, parfois avec colorant.

### Utilisation :

Solutions à utiliser dans un environnement médical : hôpitaux, EHPAD, maisons de repos, lors d'opérations chirurgicales pour collecter les fluides ou pour ranger des instruments en accord avec leurs précautions d'utilisation et avant leur nettoyage.

### Restrictions d'utilisation :

Ne convient pas pour des substances chaudes ou froides, des solutions alcoolisées, ne pas utiliser au four à micro-ondes ni lors de processus de stérilisation.

### Conditions de stockage et de transport :

Nous recommandons une température de stockage entre 15 – 30 ° C et un taux d'humidité relatif pour ces produits de 50 à 60 %. Dans un environnement non climatisé, il est recommandé de protéger les produits de l'humidité et de la lumière directe du soleil ainsi que de l'air trop humide et trop sec (soufflerie d'air chaud par exemple).

Nous vous recommandons une durée de conservation de cinq ans selon les conditions spécifiées.

### Informations complémentaires :

Les produits sont sensibles aux impacts mécaniques et doivent en être protégés. Les produits ne doivent pas être exposés à une forte pression. Ils doivent également être protégés de la moisissure et de l'humidité. Toute utilisation contraire aux recommandations est la responsabilité de l'utilisateur.

Version (F) 04.10.2021



Rue Pierre Clugnet  
56350 Allaire  
FRANCE  
Tél: +33 (0)2 99 71 95 22

An der Kaje 1  
26931 Elsfleth  
GERMANY  
Tel: +49 (0) 4404 9874-0

[www.omnipacgroup.com](http://www.omnipacgroup.com)

Omni-Pac Group

Second Avenue,  
Flixborough Industrial Estate  
Scunthorpe  
North Lincolnshire DN15 8SD  
UNITED KINGDOM  
Tel: +44 (0)1724 847 207

Découvrez nos produits  
certifiés FSC®.

