

# Médical CarePulp® : Solutions d'hygiène WASHBOWL



4L

Dispositif médical enregistré  
avec marquage **CE**

Dimensions pièce 362mm x 255mm x 110mm (L x l x H)

Poids / pièce 65 g

Colis

Poids du colis :	6,5 kg
Dimensions du colis:	550mm x 380mm x 435mm (L x l x H)
Nombre de pièce par colis :	100
Nombre de colis par palette :	10
Number of pièces par palette :	1 000
Dimensions palette:	1 200mm x 1 000mm x 1 038 mm (L x l x H)

Sans impression

Coloris

Gris

Nous recommandons de stocker cette marchandise dans des entrepôts où la température est maintenue entre 15 et 30°C et où le taux d'humidité ambiante est de 50-60 %. Dans des entrepôts non-climatisés, nous recommandons de protéger la marchandise de tout contact direct avec toute source d'humidité, d'air trop humide ou trop sec (soufflerie air chaud par exemple). Les caractéristiques sont données à titre indicatif. Document non contractuel. Sous réserve de modifications. Poids & Dimensions sont indicatifs et passibles de variations !  
**Pour plus d'informations sur ce produit, merci de consulter la page suivante.**

Version 13.07.2021



Rue Pierre Clugnet  
56350 Allaire  
FRANCE  
Tél: +33 (0)2 99 71 95 22

An der Kaje 1  
26931 Elsfleth  
GERMANY  
Tél: +49 (0) 4404 9874-0

[www.omnipacgroup.com](http://www.omnipacgroup.com)

Second Avenue,  
Flixborough Industrial Estate  
Scunthorpe  
North Lincolnshire DN15 8SD  
UNITED KINGDOM  
Tél: +44 (0)1724 847 207



## Solutions médicales

### Description produit

#### Composition (matériaux utilisés):

Produits en fibre moulée fait avec du papier recyclé et de la fibre vierge dans des proportions variables. Ajout d'additifs pour les besoins du processus de fabrication : agent hydrophobe, agent de résistance à l'humidité, agent anti-mousse et eau, parfois avec colorant.

#### Utilisation:

Solutions à utiliser dans un environnement médical : hôpitaux, EHPAD, maisons de repos, lors d'opérations chirurgicales pour collecter les fluides ou pour ranger des instruments en accord avec leurs précautions d'utilisation et avant leur nettoyage.

#### Restriction d'utilisation:

Ne convient pas pour des substances chaudes ou froides, des solutions alcoolisées, ne pas utiliser au four à micro-ondes ni lors de processus de stérilisation.

#### Conditions de stockage et de transport :

Dans une pièce à température ambiante et environnement sec.

#### Informations complémentaires:

Les produits sont sensibles aux impacts mécaniques et doivent en être protégés. Les produits ne doivent pas être exposés à une forte pression. Ils doivent également être protégés de la moisissure et de l'humidité. Toute utilisation contraire aux recommandations est la responsabilité de l'utilisateur.

Version 13.07.2021



ACT NOW!

Rue Pierre Clugnet  
56350 Allaire  
FRANCE  
Tél: +33 (0)2 99 71 95 22

#### Omni-Pac Group

An der Kaje 1  
26931 Elsfleth  
GERMANY  
Tel: +49 (0) 4404 9874-0  
[www.omnipacgroup.com](http://www.omnipacgroup.com)

Second Avenue,  
Flixborough Industrial Estate  
Scunthorpe  
North Lincolnshire DN15 8SD  
UNITED KINGDOM  
Tel: +44 (0)1724 847 207

